

# Ordre på pipetteservice og/eller -kalibrering

## KUNDE: AT UDFYLDE

FIRMA OG KUNDENR.:

GADE:

POSTNUMMER:

BY:

KONTAKT:

E-MAIL ADRESSE:

TELEFONNUMMER:

EAN:

AFD/BYGN/RUM:

## ORDRENUMMER

FAKTURERING

HVIS FORSKELLIG

GADE:

POSTNUMMER:

BY:

LEVERING

HVIS FORSKELLIG

GADE:

POSTNUMMER:

BY:

EAN:

Vælg din service og send denne formular i udfyldt stand til: VWR, Tobaksvejen 21, 2860 Søborg, Att: Teknisk service  
hvis denne formular er ikke udfyldt, laver vi service + kalibrering i 2 volumener, 10 målinger med ISO8655 specifikationer"

## KALIBRERING

None

PIP Light

PIP ECO

PIP Classic

| Kalibreringsmetode         | Antal volumener              | Antal målinger                        |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Kalibrering                | 1 volumen (kun Fix vol pip.) | 4 målinger                            |
| Service -As Left           | 2 volumener                  | 5 målinger (kun multikanals pipetter) |
| As Found -Service -As Left | 3 volumener                  | 10 målinger                           |

As Found = Kalibrering før service

As Left = kalibrering efter service

| Specifikationer                  | Akkrediteret   | Kalibreringsmærkat | Pipetteringsmetode                                                                   |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VWR                              | Ja (ISO 17025) | 3 måneder          | Pipette (forward) Dette er metoden vi vil anvende hvis ikke andet angives (mestalm.) |
| ISO 8655                         | Nej            | 6 måneder          |                                                                                      |
| Leverandør                       |                | 12 måneder         | Dispense                                                                             |
| Ønsker ikke re-kalibrerings dato |                |                    |                                                                                      |

## REPARATIONER OG GARANTI

Pris for reparation ønskes oplyst inden reparation udføres

Apparatet er omfattet af garanti (følgeseddel eller fakturakopi bedes medsendt)

Ovennævnte apparat er rengjort, og er ikke forurennet med biologiske, kemiske eller radioaktive stoffer, der kan skade serviceteknikeren

## ANDET S/N + BEMÆRKNINGER

DATO:

UNDERSKRIFT.

We declare to agree that in case of an accredited calibration that: If the sum of the absolute systematic error and the limits of the measurement uncertainty are larger than the used specification limits (+/-) then the conclusion will be "Out of Specification" or "DOESN'T COMPLY".